

PRESSEINFORMATION

Gewusst wie: Mini-Implantate für Maxi-Lebensqualität

Entscheidung für stabil sitzende Dritte Zähne

Wer eine schlecht sitzende Prothese trägt, spricht ungern darüber. Schlimmer noch: Er sagt überhaupt wenig, weil es ihm schwer fällt – ebenso wie das Kauen. Eine attraktive, aber vielen noch unbekannt Alternative stellt die Stabilisierung der Prothese durch Mini-Implantate dar.

Es ist immer noch ein Tabuthema, obwohl schätzungsweise 15 Millionen Prothesenträger in Deutschland leben¹. Nicht wenige von ihnen können nicht optimal kauen oder haben mit Pfeif- oder Zischgeräuschen beim Sprechen zu kämpfen, insbesondere bei der Aussprache von F-, S- und SCH-Lauten. Oder sie wünschen sich ganz allgemein ein Mehr an Lebensqualität durch das Gefühl von fest sitzenden Zähnen.

Eine Option besteht in der Stabilisierung der vorhandenen Prothese durch Mini-Implantate. Sie sind deutlich schlanker als klassische Implantate und können daher minimalinvasiv in den Kiefer eingebracht werden – ein vergleichsweise unspektakulärer Eingriff unter örtlicher Betäubung und in der Regel in einer einzigen Sitzung.

Die vorhandene Prothese findet über einen Schnapp-Mechanismus auf den Mini-Implantaten festen Halt und lässt sich jederzeit einfach einsetzen und wieder herausnehmen. Oft ist sogar eine sofortige

Belastung möglich, so dass der Patient schon direkt nach dem Eingriff die wiedergewonnene Lebensqualität auskosten kann.

Für eine solche Behandlung eignen sich insbesondere die Sendax MDI-Mini-Implantate von IMTEC, a 3M Company². Im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren Produkten haben sie die Zulassung der strengen US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) für eine Langzeitanwendung erhalten. Auch liegen die Kosten deutlich unter denen für eine klassische Implantatbehandlung.

Über die Stabilisierung einer Unter- bzw. einer Oberkieferprothese hinaus eignen sich Sendax MDI-Mini-Implantate unter Umständen auch für den Ersatz einzelner verloren gegangener Zähne. So lohnt es sich in vielen Fällen, sich bei seinem Zahnarzt über diese Behandlungsoption gründlich zu informieren und gegebenenfalls im Beratungsgespräch gemeinsam eine Entscheidung dafür zu treffen.



Abb. 1: Klassische Stabilisierung einer Unterkieferprothese: Vier Mini-Implantate geben festen Halt.

Quellen und Informationsmöglichkeiten:

1. http://www.prodente.de/uploads/media/zahnersatz_zum__tuev.doc (Zugriff am 23.4.2009)
2. www.imtec-europe.de

Für weitere Informationen:

IMTEC, a 3M Company
Info-Line: 0800 4683200

IMTEC Referenzarzt im Raum ... :